# **Trabalho Laboratorial Célula de Combustível a etanol**






João Figueirinhas e Raquel Crespo

O objectivo deste trabalho consiste em analisar as **propriedades** de uma **célula de combustível a etanol**:

- Unidade que <u>converte</u> a <u>energia química</u> armazenada no seu <u>combustível</u> em <u>energia eléctrica</u> através de uma reacção electroquímica.
- Atrativa do ponto de vista ambiental, uma vez que a reação de oxidação-redução do etanol conduz á produção de ácido acético ou de dióxido de carbono.
- 1-Determinar a característica V(I) da célula
- 2-Determinar a resistência de carga ótima
- 3-Determinar o rendimento da célula
- 4-Determinar a variação de 1,2,3 com T




Membrana electrolítica de permuta de protões

Reação global:  $C_2H_5OH + O_2 -> C H_3COOH + H_2O$ 


A célula de combustível a etanol, é constituída por uma membrana electrolitica de permuta de protões e dois elétrodos, um cátodo e um ânodo onde se vai estabelecer uma força electromotriz

8. Os electrodos estão ligados a um circuito resistivo, com resistência R<sub>c</sub> variável que vai ser percorrido por uma corrente




Reação global:  $C_2H_5OH + O_2 -> CH_3COOH + H_2O$ 

# Representação do circuito da montagem



#### **Objectivos da experiência**

A potência química, P<sub>q</sub>, gerada pela célula de combustível a etanol, é calculada a partir da taxa de variação da entalpia da reacção global



$$P = -\frac{\Delta H}{\Delta t} = 862.3 \frac{f_c}{1 + 0.056 f_c} \frac{\Delta m}{\Delta t} (W)$$

 $\Delta m/\Delta t$  – caudal do resíduo (g/s)

f<sub>c</sub> – fração mássica do etanol convertido. (obtida a partir do ph do efluente.)

Membrana electrolítica de permuta de protões

Reação global:  $C_2H_5OH + O_2 -> C H_3COOH + H_2O$ 

A célula encontra-se colocada no interior de um recipiente o qual está semi-submerso num banho térmico, de modo a que seja possível controlar a temperatura da célula, T, medida experimentalmente

Pretendemos determinar, para diferentes valores da temperatura a que célula está a operar:

- 1) Característica tensão-corrente (I-V)
- 2) A resistência R<sub>ótima</sub> (isto é para a qual a P(R) é máxima)
- 3) O rendimento da célula ( determinada pela razão entre a potência eléctrica óptima produzida,  $P(R_{otima})$ , e a potência química fornecida,  $P_{q}$ ).
- 4) A varição de 1,2,3 com T


#### **Montagem experimental**

Para realizar este trabalho foi realizada a seguinte montagem experimental que inclui o seguinte equipamento:

- 1-Aparato da célula de combustivel.
- 2-Sistema de aquecimento de água.
- 3-Um sistema resistivo.
- 4-Voltimetro
- **5**-Amperimetro
- 6-Termopar
- 7-Um medidor de ph.
- 8- Sistema de aquisição de dados ligado a um computador



# 1) Montagem da célula de combustível




#### Descrição do quipamento: célula de combustível

1.1 Um depósito com o combustível (mistura de água e etanol a 10% em volume)


#### 1.2 uma válvula






#### Descrição do equipamento: célula de combustível

(1.3) Um recipiente com a unidade da célula de combustível (um membrana electrolítica de permuta de protões, um cátodo e ânodo) onde se vai estabelecer a diferença de potencial, V




Recipiente está semi-submerso num banho térmico de água





#### Descrição do quipamento: célula de combustível

1.4. um pequeno goblet onde vai ser dispensado o efluente (ácido acético)



#### Descrição do equipamento da experiência

2) um sistema de aquecimento da água para manter o banho a uma dada temperatura





#### Descrição do equipamento da experiência


3) Uma carga **Resistiva**, **R**, com um conjunto de resistências em série





4) Um voltímetro para medir a tensão aos terminais da célula de combustível

5) Um amperímetro ligado em série com as resistências



6) um **termómetro** com funcionamento baseado num termopar, para medir a temperatura da célula de combustível, T.





7) um medidor de pH



#### Descrição do equipamento da experiência

- 8) um sistema de aquisição de dados ligado a um computador que permite registar em tempo real :
  - a tensão aos terminais de célula V(t) no channel 1
  - a corrente I(t) que percorre o circuito resistivo no channel 2





#### Execução da experiência:

#### <u>Testes e montagem</u>

- 1) Testar as componentes da montagem, e efectuar as ligações entre as componentes.
- 2) Verificar que o depósito contém combustível até metade da sua capacidade
- 3) Ligar o sistema de aquisição de dados acoplado à célula
- 4) Determinar a massa do goblet
- 5) Ligar o banho térmico impondo uma temperatura igual à do ambiente, cerca de  $T_1=20^{\circ}\text{C}$ , e verificar com o auxilio do termopar que a temperatura da célula atingiu o regime estacionário
- 6) Colocar a resistência de carga a  $R_c$ = 20  $\Omega$




#### Execução da experiência:

#### Realização da experiência

- 1) Iniciar o funcionamento da célula de combustível colocando a válvula da célula a 5ml/h
- 2) Variar a resistência de carga para  $R_c = 30 \Omega$







$$R=V/I$$

3) Seguir o andamento da tensão aos terminais da célula e da corrente no circuito através do programa Picolog, registando o valor de tensão, V, e corrente, I, um intervalo de tempo fixo depois da tensão ter atingido o valor máximo


#### Realização da experiência

3) Repetir o procedimento anterior para diferentes valores da resistência de carga desde

## $R_c$ = 20 $\Omega$ até $R_c$ = 600 $\Omega$ com pelo menos 20 valores

- 4) A partir dos valores (I,V), determinar a resistência ótima, Rotima
- 5) Colocar R=Rotima e registar o valor de **tensão** e **corrente** a cada **2 minutos**.
- 6) Determinar a massa do efluente e determinar o caudal  $\Delta m/\Delta t$





### 7) Determinar o pH do efluente usando um medidor de pH





- 8) Com a  $R_c$  no seu valor máximo, mudar o banho térmico para  $T_2 = 40$  °C.
- 9) Variar  $R_c = 20 \Omega$  e repetir o procedimento anterior.

10) Executar novamente o procedimento para T= 55 °C.

Para os diferentes valores da temperatura a que célula está a operar determinar:

- 1) Característica tensão-corrente (I-V)
- 2) A potência eléctrica P(R)
- 3) A resistência R<sub>ótima</sub> (isto é para a qual a P(R) é máxima)
- 4) A resistência interna da célula
- 5) A potência química, P<sub>a</sub>
- **6) O rendimento da célula (** determinada pela razão entre a potência elétrica ótima produzida,  $P(R_{otima})$ , e a potência química fornecida,  $P_q$ ).
- 7) Criticar os resultados obtidos

# FIM